



Стандартна операційна процедура: «Збір мокротиння»

« ____ » « _____ » « _____ р.»

	Посада	П.І.Б.	Підпис
Розробив	Лікар-епідеміолог	Філонов В.М.	
Затвердив	Голова КІК, генеральний директор КНП «ООЦСЗХ»ООР	Єсипенко С.В.	



Алгоритм збору мокротиння

Мета	Зниження ризику поширення інфекційного аерозолю в приміщеннях закладу та попередження інфікування медичного персоналу.
Виконавці	Всі медичні сестри
Місце проведення	Спеціально обладнана кімната для збору мокротиння.
Необхідне обладнання для спеціальної кімнати	Респіратор класу FFP3 Контейнер для збору мокротиння Журнал реєстрації
Послідовність дій	<ol style="list-style-type: none"> 1. Медичний працівник одягає респіратор. 2. Пацієнт заходить до кімнати і отримує контейнер для збору мокротиння. 3. Медичний працівник проводить роз'яснення щодо необхідних дій для якісного збору мокротиння; глибоко вдихнути і затримати дихання на 5 секунд; повільно видихнути; знову глибоко вдихнути та сильно відкашляти поки в ротову порожнину не надійде мокротиння; сплюнути мокротиння в контейнер; повторювати вищеперераховані дії доти, доки в контейнері не буде 5 мл рідини; щільно закрити контейнер та залишити на полиці; помити руки з милом та водою. 4. Процедуру проводити за закритими дверима (медичний працівник спостерігає за процесом, як пацієнт відкашлює мокроту, через скляне вікно). 5. Збір мокротиння проводиться при увімкненій екранованій частині комбінованого УФ- опромінювача. Контейнер з мокротинням медичний працівник збирає через 15 хвилин після провітрювання приміщення. 6. Медичний працівник повинен зробити відповідний запис в журналі обліку та направити мокротиння до лабораторії.
Підстава	Наказ МОЗ від 01.02.2019 «287 «Про затвердження Стандарту інфекційного контролю для закладів охорони здоров'я, що надають допомогу хворим на туберкульоз».